

INFORMAZIONI PER LA RACCOLTA DEL CAMPIONE Feci per ricerca mirata di Antigene Criptosporidium e Giardia

MOD.23.193.DDC01.20801/PRO.02

Ed 1 Rev 01 15 Luglio 2024

FECI PER LA RICERCA MIRATA DEGLI ANTIGENI DI Criptosporidium spp. Giardia intestinalis

Materiale per la raccolta:

Contenitore con tappo a vite e con apposita palettina

Modalità di raccolta:

- 1. Mettere nel recipiente non più di tre cucchiaini di feci toccando in più punti
- 2. Non sporcare all'esterno il recipiente
- 3. Chiudere bene il contenitore

Conservazione:

Consegnare il contenitore in laboratorio negli orari di attività.