


<p>Sistema Socio Sanitario</p>  <p>Regione Lombardia</p> <p>ASST Pavia</p>	<p>INFORMAZIONI PER LA RACCOLTA DEL CAMPIONE SCOTCH TEST</p> <p>MOD.32.193.DDC01.20801/PRO.02</p>	<p>Ed 1 Rev 01 15 Luglio 2024</p>
---	---	---

## SCOTCH TEST

### Materiale per la raccolta :

Scotch trasparente (non fornito dal laboratorio)

Guanti Monouso (non fornito dal laboratorio)

Ritirare presso il laboratorio i vetrini e il contenitore dove conservare i vetrini

### Modalità di raccolta :

- Il campionamento va eseguito al mattino prima che il paziente si scarichi e/o si lavi.
- Dopo aver indossato i guanti, far **aderire** un pezzetto di scotch delle dimensioni del vetrino, all'**ANO** facendo pressione.
- **Rimuovere** lo scotch.
- **Applicarlo** immediatamente sul vetrino, favorendone l'adesione con una leggera pressione e possibilmente evitando la formazione di bolle o pieghe.
- **Inserirlo** nell'apposito contenitore

**NB: Si consiglia di effettuare la ricerca sempre su tre campioni in 3 giorni diversi**

### Conservazione:

Il contenitore con il vetrino può essere conservato a temperatura ambiente per un massimo di 3 giorni

In caso di ricerca su 3 campioni è possibile consegnarli in un'unica giornata.