


<p>Sistema Socio Sanitario</p>  <p><b>Regione Lombardia</b> ASST Pavia</p>	<p><b>INFORMAZIONI PER LA RACCOLTA DEL CAMPIONE</b>  <b>Tampone rettale</b>  <b>Ricerca mirata di Resistenze ai Carbapenemici per</b>  <b>Klebsiella - Pseudomonas -E.coli</b></p> <p>MOD.20.193.DDC01.20801/PRO.02</p>	<p>Ed 1 Rev 01 15 Luglio 2024</p>
---	---	---

**Tampone rettale per Ricerca mirata di Resistenze ai Carbapenemici  
per Klebsiella - Pseudomonas -E.coli**

**La richiesta di tampone rettale deve sempre essere motivata dal sospetto diagnostico**

**Modalità di raccolta :**

- Inserire il tampone nell'orifizio anale facendo ruotare lo stesso sulla mucosa rettale
- Chiudere bene il tampone e non contaminare la parte esterna
- Compilare l'apposita richiesta di microbiologia specificando che si tratta di:  
**Tampone rettale per la ricerca mirata di BATTERI multiresistenti**
- **NB: (segnalare sempre il germe da ricercare altrimenti viene processato per Salmonella)**

**Eeguire un tampone per singolo batterio multiresistente da ricercare:**

1. Tampone rettale per : K. pneumoniae resistente ai Carbapenemici
2. Tampone rettale per : Ps. aeruginosa resistente ai Carbapenemici
3. Tampone rettale per : E.coli resistente ai Carbapenemici

**NB:**

Prestare particolare attenzione nell'esecuzione della raccolta del campione, evitando di contaminare l'esterno del tampone, in quanto ciò può comportare rischi di infezione anche per il personale.

**Conservazione :**

Consegnare al più presto possibile al laboratorio negli orari di apertura dello stesso.