



PROCEDURA DI RACCOLTA MATERIALE BIOLOGICO (FECI)

(الغائط) البيولوجية المواد لجمع إجراءات

الغائط: الاختبار مادة

- (العطفية السيجلا السالمونيلا لدراسة) الغائط اختبار
أن يجب (الكوليرا ضمة ، أولاي ، القولون يرسينيا) الأمراض الأخرى مسببات عن للبحث .
المعالج الطبيب قبل من التحديد وجه على بطل هناك يكون .
نظيف وعاء في المرحاضاً ورق من قطعة على الغائط من أمية اجمع .
أن يجب) بالغطاء معلقة صغيرة ملعقة باستخدام الغائط من صغيرة أمية ، معقمة حاوية في قل ن .
(الحاوية آل وليس فقط المعلقة تملأ
2 درجة في العينة تخزين الممكن من ص 09:30 قبل التسليم مرآز العينة سليم - درجة 8 في ت .
الجمع من ساعة 12 غضون في وتسليمها مئوية

إتش/الروتا فيروس عن البحث

- الغائط اختبار أنضر الجمع لطريقة بالنسبة .
2 درجة في العينة خزن ينبغي . - للمرآز في وتسليمها أقصى أحد ساعة 72 لمدة مئوية درجة 8
ص 09:30 قبل

الطفيليات البحث عن

- ا . جمع
الغائط اختبار أنظر الجمع لطريقة بالنسبة .
الحيض دم أو بالبول العينة يث عدم تلو .
تسليم يتم و الطفيليات عن للبحث الجمع فيها يتم متفرقة عينات ثلاث باستخدام يوصى . ملاحظة
اليوم في واحدة آل

الغائط في البوابية هيليكوباكتر ل مستضد بحث

- المريض تهيئ
السبب من التحضيرية والأعمال ، البروتون مضخة ثبطات (الأدوية أخذ عدم و إيقاف)
السابقة الأسبوعين غضون في للجمع
للجمع السابقة أسابيع ثلاثة في الحيوية المضادات تناول عدم أو إيقاف .
المواد جمع

- الغائط اختبار أنظر لكيفية الجمع .
لمرآز تسلم و ساعة 24 تتعدى لا زمنية فترة في 8 2 مئوية درجة تحت عينة تحفضال .
30 بين ما الإختبار . 9 .

(الببضادبوسسية بحث) إختبار سكوتش

- القبول وقت في المختبر في الموجودة الشرائح سحب .
ثوان لبضع الشفاقة الشريط من قطعة بوضع تلتزم ، المنطقة بتنظيف القيام دون ، الصحوه عند .
نفسها الشريحة من تنزلق الحزام ترك الحرص بعدم مع الشريحة على وتطبيقه الشريط إزالة . .
صباحا 30,9 الإختبار لمرآز العينة تسليم قبل .

اليوم نفس في وتسليمها تخزينها يتم قد عينات ثلاث على الفحص مطلوب حالة في :ملاحظة

الخفي للدم الغائط فحص

المواد جمع

. . الغائط اختبار أنظر الجمع لكيفي .

- الحيض دم أو بالبول العينة يث عدم تلو .
لمرآز تسلم و ساعة 24 تتعدى لا زمنية فترة في 8 2 مئوية درجة تحت تحفض العينة .
30 بين ما الإختبار . 9 .

:التالي النحو على العينة جمع يتم ، المختبر قبل من الحاوية سلمت إذا

نظيفة حاوية المرحاضفي أو ورقية منشفة على زالبرا من أمية اجمع .

الحيض دم أو بالبول العينة يث عدم تلو .

(أخضر غطاء) القنينة شريط فك .



الشريط رأس لتغطية المطلوب المقدار اجمع و الغائط فوق مرر الشريط .

الأنبوب في الشريط أدرج .

تحرك و القنينة تغلق .

2 درجة في العينات تخزين الممكن من - لمرآز وتسليمها ام أي 7 إلى تصل لمدة مؤوية درجة 8

ص 09:30 الساعة بين ما اليوم نفس في التحليلات

ثلاثة في جمعت عينات ثلاث على الغائط الخفي الدم بأبحاث القيام المستحسن من في :ملاحظة

في تسليمها ويتم الثلجة في تخزينها يمكن الأخضر الغطاء ذات الحاوية أنت إذا :مختلفة أيام

اليوم في واحدة تسليم يتم مغايرة حالة في و ،اليوم نفس

ال الحالة في البحث صعبة

. الغائط تبعثوا لا ،الإسهال حالة في فقط البحث يتم مشكل .

.. الغائط إختبار أنظر لكيفية الجمع ..

لمرآز لم تس و ساعة 24 تتعدى لا زمنية فترة في 8 2 مؤوية درجة تحت تحفض العينه .

30 بين ما الإختبار . 30 . 9